

# FDIストリップス 38μ !

長さ 21m 幅 8mm・10mm リフィルも有ります。 定価 1.800円




ルーシーポスト 特許公開中



LEDライトサンタフェ 900mw  
スロー重合モードとダイレクトモード  
定価 49.800円 特価 24.800円



ルーシーポスト使用 重合深度試験 結果



遮光の為ゴムのチューブ内に光重合コンポジットを圧入します。

ペンキュア 10秒照射 上段より (資料 猪越先生提供)

- ① ルーシーポストを使用しない
- ② ルーシーポストを挿入し、中央に穴を開けて重合する
- ③ ルーシーポストを挿入したまま、重合する。

結果は、明らかにルーシーポストを挿入し、使用したものが重合深度も深く確実に重合している事が解る。(個入り) 円  
定価 4800円 (50本入り) 1000円 (10本入り)