

# 先生 次亜塩素水はご自分で作いませんか？

## カンタン微酸性電解水 生成器 ピアミニ！

次亜塩素水(50ppm)での院内除菌や洗浄又は、高濃度にして歯周ポケットの洗浄にも大変有効な利用法の一つです。 2回精製で(200PPM) 3ℓボトル精製も可能です。

高濃度次亜塩素水生成器 ピアミニの後継機が出来上がり、現在アマゾン他ネットで販売されています。名称は **アピアミニ 233,451円**で税込みです。性能は**ピアミニ**と変わりません。

### ピアミニ

鉗子等の洗浄にも有効です タンクは別売です



### キャンペーンセール

10ℓ タンク ホームセンターで、850円税込みで、販売しています。

次亜塩素水は院内で生成する時代です。 購入するより安価です。

ピア1 **特価 28,800円 税別** 50台限り 精製用・希塩酸アンプル10回分付き (1本25cc)  
10ℓボトルで精製が出来ます。精製後、もう1回通電のみで(液は要りません)50ppmが出来ます。  
ピアミニを友人から55,000円で購入され使用して方のブログが出ています。  
(ピアミニで検索 株式会社ホクエツと言う会社の下に 微酸性電解水知っていますか？ というブログです。)

## LED マウスプロップ 往診に便利です！！

バイトブロック装着式口腔内照明 シェードテイキングライト付き！！



当社のセットには、LEDマウスプロップの他、シェードテイキングライトが付属されています  
詳しくは、弊社ホームページ 在宅診療のページでご確認下さい。

バイトブロック滅菌可 定価 19,800円 **特価 10,800円** (限定50セット) 税別  
通販では、シェードテイキングライト無しで、**23,800円**販売です。株式会社フロンティアデンタル